



|   |  |                                  |                   |                            |                              |
|---|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Laboratorium for medisinsk biokjemi</b>                |  |                                  |                   | Ref. nr:<br><b>22.1</b>    | Dokument type:<br>Prosedyrer |
| <b>Ringegrensener</b>                                     |  |                                  |                   |                            |                              |
| Utarbeidet av:<br>Anita Mikalsen,<br>Agnete N. Hjelmtvedt | Prosedyreansvarlig:<br>Sjefbioingeniør | Godkjent av:<br>Sjefsbioingeniør | Versjon:<br>13.02 | Gjelder fra:<br>07.03.2022 | Format for internett         |

|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
| <b>Hemoglobin</b>        | < 7,0            | <b>Tillegg for kirurgi inneliggende:<br/>og/eller fall &gt; 2</b> |
| <b>Hvite</b>             | < 1,5<br>>50,0   |   |
| <b>Nøytrofile</b>        | < 0,5            |   |
| <b>Trombocytter</b>      | < 20<br>>1500    |   |
| <b>Malaria</b>           | Positiv          |   |
| <b>INR</b>               | > 5,5            | Skal alltid ringes  |
| <b>aPTT</b>              | > 120            |   |
| <b>D-Dimer</b>           |                  | <b>Eksterne rekvirenter: &gt; 4,0</b>                             |
| <b>Natrium</b>           | < 120<br>> 155   |   |
| <b>Kalium</b>            | < 2,5<br>> 6,2   | <b>Dialyse+Nyrepol.: &gt; 6,5</b>                                 |
| <b>Kalsium</b>           | < 1,80<br>> 3,20 |   |
| <b>Fritt kalsium</b>     | < 0,80<br>> 1,60 |   |
| <b>Fosfat</b>            | < 0,3<br>> 2,0   | Dialyse+Nyrepol.: Ingen øvre grense                               |
| <b>Magnesium</b>         | < 0,50<br>> 3,00 | Dialyse+Nyrepol.: Ingen øvre grense                               |
| <b>Kreatinin</b>         | > 500            | Dialyse+Nyrepol.: Ingen grense                                    |
| <b>Urinstoff</b>         |                  | <b>Dialyse+Nyrepol.: &gt; 40</b>                                  |
| <b>Glukose</b>           | < 2,0<br>> 23,0  |   |
| <b>Troponin T</b>        | > 50             | Med. pol: Ingen grense<br><b>Dialyse+Nyrepol.: &gt; 100</b>       |
| <b>CK</b>                | > 10000          | <b>Dialyse+Nyrepol.: &gt;20 000</b>                               |
| <b>Litium</b>            | ≥ 1,5            | <b>Dialyse+Nyrepol.: &gt; 2,5</b>                                 |
| <b>Digoksin</b>          | ≥ 2,6            |   |
| <b>Paracetamol</b>       | ≥ 500            |   |
| <b>Blodkultur</b>        | positiv          | Første flasken ringes (sett av 4)                                 |
| <b>SARS-CoV-2</b>        | påvist           |   |
| <b>MRSA</b>              | påvist           |   |
| <b>Legionella i urin</b> | påvist           |   |